




## Schleif- & Finierscheiben | Abrasive- & finishing discs

Seit über 100 Jahren exklusive Qualität vom ältesten Hersteller von Schleifscheiben aus den USA. Vertriebspartnerschaft mit der Kentzler-Kaschner Dental GmbH seit 1967!

For more than 100 years outstanding quality of one of the oldest manufacturer of abrasive discs in the USA. A close distribution partnership with the Kentzler-Kaschner Dental company since 1967!

In 3 Größen erhältlich  
Available in 3 sizes:



Mit MOORE macht Schleifen Freude!  
With MOORE grinding is a real pleasure



## MOORE PLASTIC

ideal für nass & trocken  
suitable for wet & dry



### Einsatzbereiche/ fields of application

	Keramik ceramics	Metall metals	NEM NPM	EM PM	Silikat silicate	Kunststoff acrylics	Komposite composites
Sand				●		●	
Garnet				●		●	
MAGNUM SiC	●	●					
MAGNUM Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		●	●	●		●	


Herstellerempfehlung  
Manufacturer's recommendation:



Weitere Anwendungsbereiche  
Additional fields of application:




### SAND



	coarse	medium	fine	x-fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	40825	40827	40829	40831
3/4"=19 mm	40817	40819	40821	40823
5/8"=16 mm	40809	40811	40813	40815

### GARNET



	coarse	medium	fine	x-fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	40857	40859	40861	40863
3/4"=19 mm	40849	40851	40853	40855
5/8"=16 mm	40841	40843	40845	40847

### MAGNUM SiC

100 Scheiben/ discs

Größe/ size	medium	fine
7/8"=22 mm	40893	40892
3/4"=19 mm	40885	40884
5/8"=16 mm	41874	-

### MAGNUM Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

100 Scheiben/ discs

Größe/ size	coarse	medium	fine
7/8"=22 mm	40891	40890	40889
3/4"=19 mm	40883	40882	40881
5/8"=16 mm	41872	41871	-

NEU  
NEW

200 Scheiben/ discs



100 Scheiben/ discs

# Snap-on-off System



**Auflegen – drücken – fertig! Und los gehts.**  
Just press the disc – it snaps on in a jiffy – and off you go.



**Einfach & schnell entfernen: nur vom Schaft nach oben drücken.**  
Fast / easy removal: just press the disc off the mandrel.

KKD® Snap-On-Off Träger – für **MOORE**-Scheiben  
Snap-On-Off Mandrels – for **MOORE** discs

HP-7 Handstück 2,35 mm  
HP-7 handpiece  
12 St./ pcs. REF 01398



## Einsatzbereiche/ fields of application

	Keramik ceramics	Metall metals	NEM NPM	EM PM	Silikat silicate	Kunststoff acrylics	Komposite composites
Sand				●	●	●	
Garnet				●		●	
Emery	●	●	●	●		●	
Adalox	●						

Herstellerempfehlung  
Manufacturer's recommendation:



Weitere Anwendungsbereiche  
Additional fields of application:



## SAND



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	40987	40989	40991
3/4"=19 mm	40981	40983	40985
5/8"=16 mm	40975	40977	40979

## GARNET



	x-coarse	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs			
7/8"=22 mm	41023	41025	41027	41029
3/4"=19 mm	41013	41015	41017	41019
5/8"=16 mm	41003	41005	41007	41009

## ADALOX



	coarse	medium	fine
Größe/ size	200 Scheiben/ discs		
7/8"=22 mm	41059	41061	41063
3/4"=19 mm	41053	41055	41057
5/8"=16 mm	41047	41049	41051


## EMERY



	coarse	medium
Größe/ size	200 Scheiben/ discs	
7/8"=22 mm	40961	40963

## MOORE PAPIER/ PAPER

ideal für trocken  
suitable for dry



200 Scheiben/ discs

Gemeinsam für gesunde Zähne  
Together for healthy teeth

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Geschäftsbereich TOPDENT  
Mühlgraben 36  
D-73479 Ellwangen/Jagst  
Telefon: +49 (7961) 91 26-0  
Fax: +49 (7961) 5 20 31  
info@kkd-topdent.de



07.03.2023 / M300116