

Distributed by


TOPDENT

Schleifsteine zur schonenden Bearbeitung von Zirkonoxid, Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik

Polishing stones for gentle handling of zirconium oxide, lithium disilicate and feldspar ceramics

- weicher Schliff
- schnittfreudiger Diamant
- feines Schlibbild
- lange Standzeit

- soft grinding
- fast cutting diamond
- smooth surface finish
- long durability



panther stone

Zylinder abgerundet/
cylinder round 035
Ø 3,5 x 10 mm
⊙ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20710



panther stone

umgekehrter Kegel/
inverted cone 050
Ø 5 x 3 mm
⊙ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20714



panther stone

Rad/ wheel 120
Ø 12 x 2,4 mm
⊙ max. 10.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20711



panther stone

Torpedo 025
Ø 2,5 x 7 mm
⊙ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20715



panther stone

Zylinder/ cylinder 048
Ø 5 x 13 mm
⊙ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20712



panther stone

Kelch/ cup 123
Ø 12 x 10 mm
⊙ max. 10.000–20.000 min⁻¹
1 St./ pc.

REF 20716



panther stone

Kegel/ cone 040
Ø 4 x 10,5 mm
⊙ max. 15.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.

REF 20713



panther stone

Linse/ lense 220
Ø 22 x 2,2 mm
⊙ max. 8.000–20.000 min⁻¹
1 St./ pc.

REF 20717

Anwendungsgebiete fields of application

- Zirkon gesintert
- Zirconia sintered
- Keramik
- Ceramics

panther stone

Set mit 6 versch. Formen/
set with 6 diff. shapes

REF 20700S



Distributed by

TOPDENT

Diamantpolierer für das Premium Finish von Zirkonoxid, Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik Diamond polishers for premium finish of zirconium oxide, lithium disilicate and feldspar ceramics



- Premiumlinie für jede Vollkeramik
- schneller zum Hochglanz
- lange Standzeit
- abgestimmte Geometrien für alle Situationen
- geschmeidiger Schliff durch weiche Bindung

- premium line for all-ceramic restorations
- high-gloss in high speed
- long service life
- coordinated selection of shapes for all situations
- soft bonding for smooth grinding



panther^{edition}
Flamme/ flame 055
smooth
Ø 5,5 x 18 mm
⊖ max. 12.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.
REF 20720



panther^{edition}
Rad/ wheel 170
smooth
Ø 17 x 2,4 mm
⊖ max. 8.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.
REF 20722



panther^{edition}
Linse/ lense 260
smooth
Ø 26 x 2 mm
⊖ max. 8.000–20.000 min⁻¹
1 St./ pc.
REF 20721



panther^{edition}
Rad/ wheel 150
smooth
Ø 15 x 1 mm
⊖ max. 8.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.
REF 20723



panther^{edition}
Linse/ lense 148
smooth
Ø 15 mm
⊖ max. 8.000–20.000 min⁻¹
3 St./ pcs.
REF 20724

Anwendungsgebiete fields of application

- Zirkon gesintert
- Zirconia sintered
- Keramik
- Ceramics