

## Schleifkappen | Abrasive Cups



### TOPDENT Dia Cup

Zum Beschleifen von Gips, Kunststoff und Metall geeignet.  
For trimming plasters, resins and metals.

Ø 12,7 mm  
Länge der Schleifkappe/ length of the cup: 16 mm  
Gesamtlänge/ total length: 44 mm  
Körnung fein/ grit fine  
⊖ max. 20.000 min<sup>-1</sup>

Schleifkappe mit Träger/ cup with mandrel REF **21970S**

Schleifkappe einzeln/ cup REF **21971**

Träger einzeln/ mandrel REF **21972**  
Schaft/ shank 2,35 mm



### TOPDENT Allround Abrasive Cups & Cup-Träger/ cups & mandrels

Zum Beschleifen von Kunststoff und Gips.  
For trimming acrylics and plaster.

Schaft/ shank 2,35 mm  
⊖ max. 20.000 min<sup>-1</sup>

#### ABRASIVE Cups, rund/ round

	80 µm – coarse		150 µm – medium	
	10 St./ pcs.	50 St./ pcs.	10 St./ pcs.	50 St./ pcs.
small Ø 7 mm, L 13 mm	<b>25588</b>	<b>25538</b>	<b>25589</b>	<b>25539</b>
medium Ø 10 mm, L 15 mm	<b>25591</b>	<b>25541</b>	<b>25592</b>	<b>25542</b>
big Ø 13 mm, L 19 mm	<b>25594</b>	<b>25544</b>	<b>25595</b>	<b>25545</b>



Schutzbrillen finden Sie ab Seite 45.  
Safety glasses refer to page 45.

#### ABRASIVE Cup-Träger, 2,35 mm Mandrels, 2,35 mm

	St./ pc.
small, L 38 mm	<b>25527</b>
medium, L 40 mm	<b>25529</b>
big, L 44 mm	<b>25531</b>

